



## FIÚGYERMEK ADATLAP

Fiúgyermek testhossz- és testtömeg percentilisei születéstől két éves korig

Név:

Születési idő:


\_\_\_\_ év \_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap

Születési testtömeg:

\_\_\_\_ g

Születéskori hossz:

\_\_\_\_ cm



Magyar gyermekek referencia percentilisei egy országos reprezentatív mintán folyó longitudinális vizsgálat adatai alapján („Terhesek és csecsemők egészségügyi és demográfiai vizsgálata” c. kutatás)

## Mire ügyeljünk az Infatrini Peptisorb alkalmazásakor?

- > Az Infatrini Peptisorb felhasználható szobahőmérsékleten vagy, ha szükséges, felmelegítve is.
- > A tápszer vízfürdőbe helyezve melegíthető fel. Felbontás után zárja vissza a palackot és tárolja hűtőszekrényben maximum 12 óráig!
- > A bontatlan palackot száraz, hűvös helyen kell tárolni (4-25°C). Óvja a közvetlen napsugárzástól!
- > Az Infatrini Peptisorb felhasználása előtt mindig mosson kezet! Használjon tiszta, sterilizált eszközöket!
- > Felhasználás előtt jól rázza fel az Infatrini Peptisorb tápszert és ellenőrizze a hőmérsékletét!
- > Galaktózeiában szenvedőknek nem adható.

## Főzhetünk Infatrini Peptisorbba?

Hozzáétapláláskor is alkalmazható az Infatrini Peptisorb; főzhetünk vele gyermekünk számára, de a forralást kerüljük, mert a forralás hatással van a tápanyagtartalomra.

Soha ne tegye az Infatrini Peptisorbot mikrohullámú sütőbe!



A csecsemő számára legjobb táplálék az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej vagy a szoptatásnak más akadálya van, a speciális tápszer kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható.

Ez a tájékoztató kizárólag felírt vényvel együtt adható át olyan csecsemők számára, akiknek kezelőorvosa Infatrini Peptisorb speciális - gyógyászati célra szánt - tápszert rendelt. A NUMIL Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer, betegség kapcsán kialakult alultápláltság és csecsemőkori növekedésben elmaradás esetén, ha a tápanyagok felszívódása és emésztése a gyomor- és bélrendszerben nem megfelelő, 18 hónapos korig (vagy 9 kg testtömegig). Kizárólag orvosi felügyelet mellett adható. Enterális táplálásra. Betegtájékoztató és fejlődéskövető görbe 0-18 hónapos csecsemők részére.

Kiszerelés: 24x200 ml

Adagolás: a csecsemő életkorának és állapotának megfelelő energiaszükséglet szerint, orvos vagy dietetikus által meghatározva.

Promóciós kód: PAED19HOSPAT26HU  
Lezárás dátuma: 2019.08.25.



A környezettudatosság jegyében a kiadvány újrahasznosított papírból készült.



Nutril Kft., 1134 Budapest, Váci út 35.  
Táplálkozási Tanácsadás: +36 80 223 223  
www.nutricia.hu  
www.babafejlodes.hu

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

és fejlődéskövető görbe

Kizárólag azon csecsemők szülei számára, akiknek orvosa Infatrini Peptisorb speciális - gyógyászati célra szánt - tápszert rendelt el.

## Miért javasolta gyermekem kezelőorvosa az Infatrini Peptisorbot?

Csecsemőkorban is elfordulhatnak olyan állapotok, amikor az egyenletes növekedés lelassul; ennek egyik oka **felszívódási- és/vagy emésztési zavar** lehet.

Erről akkor beszélünk, ha, az emésztőrendszer sérült vagy működése nem megfelelő, így a tápanyagok felszívódása zavart szenved. Okozhatja a bélrendszer éretlensége, betegség, bizonyos gyógyszerek, vagy akár bekövetkezhet bélműtét vagy egyéb sebészeti beavatkozások után is. A felszívódási- és/vagy emésztési zavar tünetei lehetnek **hasmenés, haspuffadás, hányás, roszullét, súlyvesztés vagy nem megfelelő súlygyarapodás**.

Ilyenkor, a kisgyermek nem képes tolerálni a hagyományos csecsemőtápszereket, és könnyebben emészthető, speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerre van szüksége.

## Mit jelent a felszívódási- és/vagy emésztési zavarral együtt járó lelassult fejlődés?

Az alábbi esetekben gondolhatunk a növekedés lassulására:

> **a testtömeg elmarad a testhosszhoz képest;**

> **a testtömeg elmarad az életkorhoz képest,** vagy nem tud felzárkózni az alacsony születési súlyhoz képest;

> a percentilis görbén a testhossz és/vagy testtömeg a 3-as vonal alatt fut, vagy két mérést között az érték két percentilis értékkel csökken (azaz 2 percentilis vonalat esik).

A lelassult, illetve akadozó fejlődést mutató csecsemők - emésztési és felszívódási zavarokkal társulva - sokkal több energiát és tápanyagot (főleg fehérjét) igényelnek, mint egyenletesen fejlődő társaik.

## Hogyan követhetjük csecsemőnk egyenletes növekedését?

A **percentilis görbe** (fejlődéskövető görbe) a gyermek súly- és hosszfejlődését mutatja az életkor függvényében; segítségével könnyen látható, hogyan viszonyul a gyermek súlya/hossza az átlaghoz, illetve az is kiderülhet, hogy a hónapok/évek során megfelelő-e a fejlődése.

A percentilis görbe alakulását minden alkalommal mutassa meg a gyermek kezelőorvosának!

## Mi az Infatrini Peptisorb?

Az Infatrini Peptisorb egy **magas energiatartalmú**, speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy megfeleljen a felszívódási- és/vagy emésztési zavarral rendelkező gyermek igényeinek; A tápszer gyártása során a tejfehérjét lebontották, vagyis hidrolizálták, annak érdekében, hogy a **gyermek számára könnyebben emészthető legyen**. Továbbá, az Infatrini Peptisorb a zsírokat is könnyebben felszívódó formában tartalmazza.

## Hogyan használjuk az Infatrini Peptisorbot?

### Etetés palackból

Az Infatrini Peptisorbot adhatja közvetlenül a műanyag palackból egy cumi ráerősítésével. A szokásos 250 ml-es cumisüvegek cumija illeszkedik az Infatrini Peptisorb palackjára is.

A szükséges mennyiségű Infatrini Peptisorb tápszert sterilizált üvegbe vagy szondatápláláshoz használt edénybe kell kiönteni. Az Infatrini Peptisorb felhasználható szobahőmérsékleten vagy, ha szükséges, felmelegítve is. Ekkor a tápszer vízfürdőbe helyezve melegíthető fel.

A sterilizált üvegben, vagy edényben megmaradt, fel nem használt tápszer nem tárolható, nem melegíthető újra fogyasztás céljából, mivel a termékkel érintkezett nyálban megtalálható baktériumok szaporodásnak indulhatnak, így a maradékot ki kell dobni. Felbontás után a palackban maradt tápszert visszazárva maximum 12 óráig lehet tárolni hűtőszekrényben. Az etetés előtt ne feledje ellenőrizni a tápszer hőmérsékletét a csuklóján!

## Lehetséges a szondán keresztüli táplálás Infatrini Peptisorbbal?

Az Infatrini Peptisorb alkalmas szondatáplálásra is. Ha a gyermekét szondán keresztül táplálja, vagy a szondatáplálással kapcsolatos kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a gyermeke kezelőorvosával! A kezelőorvossal történt konzultációt követően további információért és segítségért hívhatja a

Nutricia Otthonápoló Szolgálatát **(+36 80 223 223)** hétköznap 9-től 16 óráig.


A **www.gyermek.szondataplalas.hu** weboldal további hasznos információval szolgálhat az Ön számára.

**Szondatáplálás esetén ügyeljen, hogy a megbontott Infatrini Peptisorb tápszer 4 órán belül felhasználásra kerüljön!**



## LEÁNYGYERMEK ADATLAP

Leánygyermek testhossz- és testtömeg percentilisei születéstől két éves korig



Magyar gyermekek referencia percentilisei egy országos reprezentatív mintán folyó longitudinális vizsgálat adatai alapján („Terhesek és csecsemők egészségügyi és demográfiai vizsgálata” c. kutatás)